

My Diagnostick Stick

MyDiagnostick is eenvoudig in gebruik, het hoeft niet in een kliniek plaats te vinden en hangt niet af van enige infra-structuur of communicatie kanalen. Het kan derhalve door iedereen op ieder moment en iedere plaats gebruikt worden.



Het gebruik van het device houdt in dat het met beide handen bij de handels beetgepakt worden voor slechts een minuut. Op dat moment is de registratie gereed. Tijdens het vasthouden van de device zullen indicatoren oplichten op het ritme van de hartslag (dit kan uitgezet worden)



Na een minuut, zal de stick of een groen lichtje laten zien, wat betekend dat het device zegt geen boezemfibrilleren gezeien te hebben, of een rood lampje waarbij de device zegt dat er wel boezemfibrilleren is vastgesteld. De stick gaat uit zichzelf uit. Er zijn redelijk wat foutmeldingen ten aanzien van het ritme, dus een beoordeling door uw arts is van belang.

Als de MyDiagnostick stick gebruikt is, dient deze te worden uitgelezen waarna bekeken kan worden, wat er verder nodig is aan diagnostiek en/of behandeling.